

Vidste du, at helingen af et sår involverer 4 faser i helingsprocessen?

1. Hæmostase (størkning af blod), starter med det samme.
2. Inflammation (hævelse, rødme) begynder på 1. dag og varer normalt til 4. dag. Giver varme og smerte.
3. Proliferation (rekonstruktion af væv) sker fra 4. dag til omkring 21. dag. Forårsager sammentrækning og en kornet overflade.
4. Remodelering (modning) finder sted fra 21. dag. Det kan tage 1-2 år før væv og muskler har genvundet den fulde styrke.

Når du kender til sårhelings processen hjælper det med til at forstå, hvad du selv kan gøre for at beskytte dit sår og opnå en sundere, mindre smertefuld og hurtigere bedring uden komplikationer.

Ikke kun på hospitalet, men også derhjemme.

QualiBelly Advanced vil hjælpe dig med at støtte dit sår og dine mavemuskler, og QualiPad (sælges separat) vil beskytte dit sår fra enhver irritation eller tryk forårsaget af bilens sikkerhedssele.


Lær her www.qualiteam.com mere om hvordan det Postoperative Pleje sæt med QualiBelly Advanced kan hjælpe dig.



Copyright © Qualiteam s.r.l. 2021
All rights reserved

QUALIBelly
advanced

1. Hvordan du vælger den rigtige størrelse:
Mål det bredeste sted på maven, hofter eller talje.



2. Hvordan du vælger den bedste højde:
Mål fra under brystbenet til skambenet.
Hvis målet er under 40 cm, skal du vælge QualiBelly Advanced med en højde på 27 cm

Hofte eller midje mål	Total højde 27 cm	Total højde 40 cm
	Ordre kode:	Ordre kode:
65-85 cm	QLY-S	QLY40-S
85-105 cm	QLY-M	QLY40-M
105-125 cm	QLY-L	QLY40-L
125-145 cm	QLY-XL	QLY40-XL
145-165 cm	QLY-XXL	QLY40-XXL
165-185 cm	QLY-XXXL	QLY40-XXXL
185-205 cm	QLY-4XL	QLY40-4XL
Postoperativ plejesæt	QT-KIT QLY + Størrelse	QT-KIT QLY40 + Størrelse
Tilbehør		Ordre kode:
Universal holder		QLY-H

Indeholder ikke naturgummi latex (NRL)
Leveres enkelt-pakket med brugsanvisning.
QualiBelly Advanced kan vaskes på 30°C.
Bør ikke tørretumles.



QUALITEAM 

Patented:
DK2856982T3

Località Nassio Sopra 15A
10010 Chiaverano (TO),
ITALY

Tel: +39 0125 54691
info@qualiteam.com
www.qualiteam.com



QT-QLY-PDDEN.18.12-01

QUALIBelly
advanced

Den nye generation
af abdominal støtter

Designet af sygeplejerske



Lindrer smerter.
Øger sikkerhed og komfort.
Fremskynder bedring.

Hvorfor er sårkompression vigtig?

Det hjælper med at kontrollere hævelsen i inflammationsperioden efter operationen, så smerter i såret bliver reduceret.

Når dine mavemuskler er støttet med kompression, modvirker det også den høje stigning i indre tryk der pludselig sker under hoste. Det vil lindre smerter og beskytte såret.

Og komprimering er vigtig for forebyggelse af potentielle komplikationer efter operationen, såsom brok, sårruptur og infektioner.

QualiBelly Advanced er en unik kompressionsstøtte til enhver form for operation i maveregionen, og har uovertruffen komfort for dig og funktionalitet for dit sundhedsplejepersonale.

Hænderne væk fra maven og fremskynd din bedring!



HVORDAN QUALIBELLY ADVANCED KAN HJÆLPE DIG:

QualiBelly Advanced er lysår foran traditionelle abdominalstøtter både i komfort for patienterne, og i funktionalitet og bekvemmelighed for personalet.

QualiBelly Advanced sætter skub i din bedring og får dig hurtigere hjem:

KONSTANT BESKYTTELSE OG STØTTE:

Dit sår og maveregionen vil konstant være beskyttet af det elastiske, faste, og usædvanlige lette materiale.

Kompressionsniveauet kan justeres på den øverste, mellemste og nederste del af maven og tilpasses til den type af operation du har haft, og til hvad du føler er komfortabelt.

En sådan kompression fører til mindre hævelse og færre smerter, som giver dig mere komfort og en bedre kropsholdning. Og du behøver ikke at støtte dit sår med dine hænder, så du har dem fri til andre ting.



Tre individuelle, justerbare bånd former en unik, kompressionsstøtte.



Hvert bånd kan åbnes separat for let og smertefri adgang til såret.

BEDRE KROPSHOLDNING OG DYBERE ÅNDEDRÆT:

Din forbedrede kropsholdning vil få dig til at stå og gå mere oprejst, som vil hjælpe dig til at kunne udføre en dybere vejtrækning med færre smerter.

Dybere vejtrækning er ikke kun afgørende efter en operation for at undgå lungekomplikationer; det er også en vigtig afstressende teknik.

Med færre smerter, en bedre kropsholdning, en forbedret vejtrækning og med hænderne fri, er det lettere at komme ud af sengen, gå og gøre de øvelser, som sygehuspersonalet vil anbefale dig til at komme hurtigt i gang igen efter operationen.



Båndene lukkes over og under dræn, stomier eller andre enheder.



En universal holder til at organisere dræn og slanger sidder direkte på QualiBelly Advanced.

DU FÅR KONTROL OVER DIN HELBREDELSE:

Du er mindre afhængig af sundhedspersonalet fordi drænsystemer eller andre enheder sidder direkte på QualiBelly Advanced.

Når du ønsker at komme ud af sengen, behøver du ikke at vente på tilgængelig personale. Du får mere kontrol over dine motionsaktiviteter og fremgang af din helbredelse.

Og når du ønsker at sidde ned og hvile, kan du bare folde det øverste bånd ned. Så er der ingen pres på den øverste del af maven, og du trækker vejret lettere og får mere rygstøtte.



Tre-båndsstøtten kan omdannes til en to-båndsstøtte ved at folde det øvre bånd ned når man er i siddende stilling.



Pres på den øverste del af maven er fjernet og vejtrækningen forbedret, når man sidder ned.