

Tilbehør, individuelt og harmonisk tilpasset - i moderne design



Bagagehylde



Holder til papirsrolle



USB-port



Håndtag



Infusionsstativ



Beskyttelsesfilm i benene

Teknisk data

Dimensioner

Bredde, inkl. armlæn	90 cm
Bredde sædeområdet	58 cm
Total længde	203 – 230 cm
Armlæn	52 x 15,5 cm
Total vægt	94 kg

Justeringer

Rygområdetets vinkel	75° – 0°
Sædeområdetets vinkel	30° – 5°
Ben områdets vinkel	5° – 30°
Fodstøtte (manuel)	28 cm
Højde justering	54 – 80 cm

Elektriske specifikationer

Strømforsyning / spænding	100 – 240 Volt 50/60 Hz
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses kategori	IPX 4
Antal motorer	4
Driftsspænding for strømforsyning	25,2 Volt
Kapacitet for strømforsyning	1800 mAh

Sikkerhed

Maksimal belastning	240 kg
---------------------	--------

Den illustrerede stol viser valgfrie funktioner, der ikke er inkluderet på standard versionen. Stols standard design er unicolor Chrome grey.

Moderne komfort til dine patienter



Bionic Medizintechnik GmbH ... a JMS-corporation · Max-Planck-Straße 21 · D-61381 Friedrichsdorf/Germany
Telefon: +49(0)6172-75760 · Fax: +49(0)6172-757610 · info@bionic-jms.com · www.bionic-jms.com

www.therapychair.com



Den nye UniversalLine2 – høj standard på alt udstyr og design



Siddeposition ved på- og afstigning aktiveres på en præprogrammet knap.



Nem og hurtig justering af armlæn.



Optimal, individuel afslapning ved hjælp af justerbare segmenter.



Hurtig shock position i tilfælde af nødsituation

The new UniversalLine2 er ideel ved ambulans patientpleje.

Det moderne design, den høje materialekvalitet og det omhyggeligt udførte håndværk, understreger den høje kvalitet af denne komfortable behandlingsstol. I tillæg, giver den mulighed for fleksible anvendelsesmuligheder, og kan bruges til ethvert patientformål.

UniversalLine2 er designet med praktiske funktioner, samtidig med respekt for bedst mulig ydeevne til prisen.

Farven på behandlerstolen kan tilpasses afdelingens møblement, idet stolen tilbydes i mange farver og farvekombinationer. Som tillæg til farveprøverne til højre, er flere farve tilgængelige. I er velkomne til at kontakte os, hvis I ønsker at se det udvidede farvekort.



For optimal position, drejes armlænet intuitivt ved hjælp af håndtaget, til siden, og sænkes nemt fremad

Atoll

Royal

Orchid

Cyclame

Cherry

Carneol

Mint

Chrome
(Standard)



Den komfortable pude, kan individuelt justeres i højden med en stjerneskruetrækker.



Håndbetjening har let forståelige piktogrammer, der gør det nemt at justere de forskellige segmenter



Shock positionen kan aktiveres håndfrit ved hjælp af den røde og ekstra brede fodpedal – kan betjenes fra begge sider



For nem servicering, er de fire motorer placeret direkte under den aftagelige polstrering.



Den manuelt justerbare fodstøtte, bevirker at både lave og høje patienter kan føle sig sikre under behandlingen.



Ekvipotentiel bonding i henhold til EN 60601 forbedrer patientens sikkerhed.