

Rocket® drænagesystem

Ofte stillede spørgsmål og svar

Om Rocket® drænagesystem

Rocket® er et permanent kateter, der giver dig mulighed for at tømme væske ud derhjemme. Dermed kan du undgå symptomer på væskeophobning samt gentagne hospitalsbesøg for at blive tømt for væske.

Ved hjælp af en flaske med undertryk, som kobles til dit kateter, kan du selv bestemme, hvornår du vil tømmes. Der er ingen anbefaling for, hvor tit man skal tømme, men det er en god ide at gøre det, når du føler, at væsken begynder at genere dig. Det tager typisk 5 - 15 minutter at tømme væsken ud. Der medfølger et tømningsskema, som du opfordres til at bruge, så du kan følge med i, hvor ofte og hvor meget væske der udtømmes.

Du skal kontakte hjemmesygeplejersken, hvis der er smerte, rødme, varme, hævelse eller væske omkring katetret, som kan være tegn på betændelse. Ligeledes skal du kontakte din hjemmesygeplejerske, hvis væsken i flasken skifter farve.

Selv om du har fået information af din læge eller sygeplejerske om, hvordan du selv tømmer væske ud derhjemme, samt hvordan du korrekt anvender delene i Rocket® drænagesættet, kan du måske stadig have nogle spørgsmål. Denne brochure skal give dig svar på de ofte stillede spørgsmål.

Der henvises også til den udleverede "Drænageinstruktion"

Hvis du har bekymringer eller yderligere spørgsmål om væskedrænage, skal du kontakte din hjemmesygeplejerske, som vurderer, om sygehusafdelingen skal kontaktes.

Ofte stillede spørgsmål og svar

1 Hvor ofte skal jeg tømme væske?

Der er ingen generel anbefaling for, hvor tit man skal tømme, men det er en god ide at gøre det, når du føler, at væsken begynder at genere dig.

2 Skal dræningen foregå som en steril procedure?

Drænagematerialet er sterilt. Men da det er beregnet til, at du selv kan udføre dræningen derhjemme (hvis du har lyst), forventes det ikke at proceduren er steril, men så REN SOM MULIG. Hvis du selv vil forestå dræningen, vil hjemmesygeplejersken oplære dig.

3 Hvornår fjernes stingene efter anlæggelse af katetret?

Stingene længst væk fra katetret fjernes efter 8-10 dage. Fastholdelsesstingene, som sidder rundt om katetret ved udgangsstedet, fjernes efter 2-3 uger.

4 Hvad gør jeg, hvis jeg oplever smerter, mens jeg bliver dræneret?

Under dræningsproceduren kan det være helt normalt at føle lidt ubehag. Hvis du føler smerte, mens du drænerer, kan du nedsætte tømningshastigheden ved at slippe den blå knap lidt. Du kan også stoppe dræningen, ved at slippe den blå knap helt. Hvis du konstant føler smerte efter dræningsproceduren, skal du kontakte din hjemmesygeplejerske eller sygehusafdeling.

VINGMED



Vingmed A/S



www.vingmed.dk



Birkerød Kongevej 150B, 3460 Birkerød

Rocket® drænagesystem

Ofte stillede spørgsmål og svar

5

Hvad hvis jeg stadig føler åndenød eller oplever ubehag, efter jeg er færdig med at tømme væske?

Informér din hjemmesygeplejerske, hvis du fortsætter med at føle dig forpustet eller oplever ubehag. Du må ikke tømme mere end 1.000 ml væske fra lungehulen eller 2.000 ml væske fra bughulen ad gangen.

6

Hvad skal jeg gøre, hvis farven af væsken ændrer sig fra den sædvanlige farve?

Enhver ændring i udseendet af væsken bør oplyses til din hjemmesygeplejerske.

7

Hvad betyder det, hvis der tømmes mindre og mindre væske, eller der slet ikke kommer noget væske?

Hvis væsken pludselig forsvinder, eller hvis mængden af væske gradvist aftager, er det muligt, at katetret er tilstoppet.

Hvis dræningen ikke begynder, skal du følge instruktionen for udskiftning af flaske.

Hvis dræningen stadig ikke begynder, når du har udskiftet flasken, skal du ringe til din hjemmesygeplejerske.

Hvis væske mængden gradvist aftager, kan det være, at væskeproduktionen er ved at mindskes, og det kan være tid til, at katetret kan fjernes.

Der henvises til spørgsmålet "Hvordan kan jeg vide, hvornår katetret kan fjernes?"

8

Hvordan kan jeg vide, hvornår katetret kan fjernes?

Når du forsøger at drænere væske **3 gange i træk, og der hver gang er mindre end 50 ml væske** i flasken, bør du, sammen med lægen på din sygehusafdeling, finde ud af, om katetret kan fjernes, eller det skal udskiftes.

9

Hvor længe skal jeg beholde katetret?

Du vil beholde katetret, indtil der ikke er mere væske. Tidsforløbet vil variere fra person til person. Væskeophobning i bughulen ophører sandsynligvis ikke, hvorimod væskeophobning i lungehulen kan ophøre.

Katetret kan beholdes, så længe du har brug for det.

10

Kan jeg tage et brusebad eller karbad med kateter?

Brusebad: Du kan tage et brusebad, hvis den selvklæbende forbindelse (den der er i Rocket® skiftesæt) er forsvarligt påsat din hud. Den selvklæbende forbindelse er designet til at holde vand ude. Sørg for at forbindingen er hel samt forsvarligt påsat, og at både kateter og gazepatch er dækket. Hvis gazepatchen bliver våd under brusebad, fjernes forbindingen omgående, rengør og tør området og anvend en ny forbindelse. Hjemmesygeplejersken kontaktes og vedkommende kan lægge en ny tør forbindelse.

Karbad: Lad ikke katetret være under vand i karbad, swimmingpool eller havbad.



Rocket® drænagesystem

Ofte stillede spørgsmål og svar

11

Kan det ses, at jeg har et kateter?

Vakuumflasken er kun tilsluttet under dræningen, som sædvanligvis tager mellem 5 og 15 minutter. Derudover er katetret gemt væk under en forbindelse, og kan ikke ses under tøjet.

12

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan tåle plasterforbindingen?

Du kan spørge hjemmesygeplejersken, om der kan skaffes en plasterforbinding med et andet klistermateriale. En mulighed kan også være at anvende en barrierecreme eller spray til beskyttelse af huden, inden plasterforbindingen sættes på. Hvis det er mere end 4 uger siden, du fik dit kateter, og kateterområdet er rent, tørt og pænt ophelet, kan du måske delvist eller helt undvære plasterforbindingen. Det kræver, at du forsvarligt kan håndtere at have et løsthængende kateter. Spørg hjemmesygeplejersken inden du holder op med at bruge plasterforbindingen. Hvis du ikke bruger plasterforbindingen, kan katetret evt. fastholdes med et lille stykke plaster.

13

Hvad sker der, hvis katetret ved et uheld trækkes ud?

I det sjældne tilfælde, at katetret trækkes ud eller kateter manchetten kan ses, dækkes katetrets udgangssted med en steril forbindelse og kontakt derefter din hjemmesygeplejerske. Rocket® katetret har en polyestermanchet, som normalt sidder under huden, hvor katetret er anlagt. Manchetten og suturer hjælper med at holde katetret på plads.

14

Hvad sker der, hvis katetret ved et uheld klippes over eller beskadiges?

Hvis katetret ved et uheld klippes over eller beskadiges, skal du straks klemme katetret sammen mellem dine fingre.

15

Hvordan kan jeg vide, om mit kateter er inficeret?

Du skal kontakte din hjemmesygeplejerske, hvis du tror, dit kateter er inficeret. Vedkommende kan også kontakte afdelingen, hvor katetret er anlagt.

Smerte, rødme, varme, hævelse (ødem), feber og væske fra området omkring katetret kan være symptomer på, at dit kateter er inficeret. Noget ubehag og rødme efter kateteranlæggelsen er at forvente, men bør ikke vare ved eller forværres.

16

Hvordan bortskaffes brugt drænagemateriale?

Det brugte drænagemateriale bortskaffes som restaffald med overholdelse af lokale affaldsregler.

17

Kan jeg tage på ferie i udlandet med katetret?

Efter aftale, med din hospitalslæge og forsikringsselskab, kan du gerne tage på ferie i udlandet. Du skal selv medbringe vakuumflasker til de først par gange, du skal dræneres. Hvis ferien foregår i EU, sender vi gerne flere flasker til din ferieadresse. Når du bortskaffer drænagematerialet, skal du overholde de lokale bestemmelser for bortskaffelse af affald.



Rocket® drænagesystem

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvornår skal jeg genbestille Rocket® flasker?

Du bør bestille nye flasker, når du har tre drænagesæt tilbage.

Hvordan kan jeg genbestille Rocket® flasker?

Kontakt Vingmed A/S på telefon 46 36 72 40.

Hvis du bruger Rocket drænageposer, skal du ligeledes bestille nye drænageposer, når du har tre posesæt tilbage.

www.vingmed.dk

Rocket	Varenumre
--------	-----------

forbrugsmateriale

1.000 ml vakuumflaske med skiftesæt (5 stk.)	R54411
1.000 ml vakuumflaske (5 stk.)	R54411-00-00
Skiftesæt (5 stk.)	R54400-00-00
Ventilhætte (10 stk.)	R54410-00-CP
Skylle-, drænage- og adgangsslange (10 stk.)	R54410-00-DL
2.000 ml pose med skiftesæt (5 stk.)	R54401
650 ml Pneumothorax pose (5 stk.)	R54564

Mere info

Information er også tilgængelig online på www.vingmed.dk/produkter-og-tjenester/draenage

December 2023

VINGMED



Vingmed A/S



www.vingmed.dk



Birkerød Kongevej 150B, 3460 Birkerød